

Sandały Dziecięce 2207TH-02 na obcasie Thomasa



Kod	2207TH-02
Typ	Sandały
Kategoria	Obuwie na stopy przywiedzione-odwiedzone w formie antyvarus, Obuwie na stopy płasko-koślawe, Obuwie wyrównujące skrót kończyny, Obuwie na stopy końsko-szpotałe
Rozmiary	18 -40
Podeszwa	TR
Cholewka	skóra
Wkładka	Mikrofibra
Certyfikaty	Znak Zdrowa Stopa



Cholewka skórzana



Oddychające materiały



Profilowana wkładka



Przeciwzapachowe



Wyściółka z mikrofibry

Znak Zdrowa Stopa

Opis

Na co dzień - sandały profilaktyczne JULEX-Orto na obcasie Thomasa – to najlepszy wybór obuwia dla Twojego dziecka. Nowoczesne oddychające materiały, nie alergizujące wyściółki oraz wkładki pokryte innowacyjną mikrofibrą dają wysoki komfort noszenia. Obuwie zostało zaprojektowane i stworzone tak, aby każdy krok był pewny i stabilny. Usztywniony zapiętek i regulacja tęgości sprawiają, że obuwie będzie dobrze dopasowane do stopy. Wkładki posiadają uniesienie łuku podłużnego wspomagające utrzymanie stopy w prawidłowej pozycji. OBCAS THOMASA - Ważna informacja: przy podejrzeniu u dziecka koślawości kolan lub stóp do obuwia dziecięcego można zastosować podeszwę z obcasem Thomasa, która ma na celu supinację stopy dziecka.

Branże

Kolekcja

JULEX_ORTO to kolekcja **obuwia ortopedycznego i komfortowego**, która powstawała przy współpracy z naszymi technikami ortopedii oraz ośrodkami naukowo badawczymi. Większość modeli zaprojektowano tak, aby można wymieniać wyprofilowaną wkładkę ortopedyczną i dopasować indywidualną wkładkę.