

MARCIN APARAT KOREKCYJNY NA HALUKSY



Kod	MARCIN
Typ	
Kategoria	Obuwie na haluksy, Akcesoria i Elementy Korygujące
Rozmiary	Lewy i Prawy do wyboru

Opis

Aparat Marcin służy do korekcji palucha w stawie dużego palca stopy. Umożliwia regulację rzepem, co pozwala na dostosowanie korekcji do indywidualnych potrzeb. Początkowo odchylenie powinno być minimalne, a w przypadku lekkiego bólu należy poluzować napięcie. Z czasem, gdy stopa przyzwyczai się do terapii, odchylenie można stopniowo zwiększać, skutecznie korygując ustawienie palucha. KORZYŚCI I ZALETY: skutecznie redukuje ból zapobiega rozwojowi koślawości palucha stopy (hallux valgus) zalecany w rehabilitacji pooperacyjnej do stosowania w czasie odpoczynku i w trakcie snu (nie należy w nim chodzić) bezpieczny i trwały posiada elementy z naturalnej skóry prosty i wygodny w użyciu anatomiczny kształt

Branże

Materiały dodatkowe